

Korvakäytäväkojeet

Tilauslomake



Tilaustiedot

Tilaus pvm:

Yritys/organisaatio:

Tilaaja:

Puh:

Laskutusosoite:

Loppukäyttäjä

Sovitus pvm:

Nimi:

Syntymäaika:

Toimitusosoite (jos eri kuin laskutusosoite):

Inium-kuulokojeet

Alta2 Pro ☐

Alta Pro ☐

Nera2 Pro ☐

Nera Pro ☐

Ria2 Pro ☐

Ria Pro ☐

	IIC 75 dB	CIC 85 dB	MIC 85 dB	ITC 90 dB	ITE 90 dB	ITE FS 100 dB
Ympyröi puoli	O V	O V	O V	O V	O V	O V
Valitse kojemalli	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Paristokoko	10	10	312	312	312	13
Suuntatoiminto	omni	omni	omni	suunta	suunta	suunta
Induktiokela	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
Ohjelmapainike	- -	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
Voimakkuussäädin: painike	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

+ = vakio-ominaisuus

- = ominaisuus ei saatavilla

☐ = valinnainen ominaisuus

Lisäominaisuudet	O	V
Vetosiima	☐	☐
Venttikoko	_____ mm	_____ mm

Jos venttikokoa ei ilmoitettu, tilaus tehdään suurimmalla mahdollisella koolla. MIC- ja CIC-kojeiden ventti on aina 1,4 mm.

Faceplaten värit	O	V
01 Beige	☐	☐
02 Light Brown	☐	☐
03 Medium Brown	☐	☐
04 Dark Brown	☐	☐

Huom! IIC aina musta (05 Black)

Lisätietoja:

Audmet Oy

PL 408 (Laivalahdenkatu 2 b A)
00811 Helsinki

info@audmet.fi

www.oticon.fi

Puh. 09 2786 200

Y-tunnus
0668984-9

Korvakäytäväkojeet

Tilauslomake

Tilaustiedot

Tilaus pvm:

Yritys/organisaatio:

Tilaaja:

Puh:

Laskutusosoite:

Loppukäyttäjä

Sovitus pvm:

Nimi:

Syntymäaika:

Toimitusosoite (jos eri kuin laskutusosoite):

RISE 2 -kuulokojeet

Acto Pro ☐

Acto ☐

Agil Pro ☐

Agil ☐

Ino Pro ☐

Ino ☐

	CIC		MIC		ITC		ITC Power		ITE	
	O	V	O	V	O	V	O	V	O	V
10-paristo	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X	X	X
312-paristo	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Power	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X	X	X
Suuntatoiminto	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ohjelmapainike	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Induktiokela	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Voimakkuussäädin: säätöpyörä, normaali	X	X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐
Voimakkuussäädin: säätöpyörä, korotettu	X	X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐
Langattomuus	X	X	X	X	☐	☐	X	X	☐	☐

RISE 1 -kuulokojeet

Vigo Pro C ☐

Vigo C ☐

Hit Pro ☐

Hit ☐

	CIC		MIC		ITC		ITE	
	O	V	O	V	O	V	O	V
10-paristo	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X
312-paristo	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐
Power	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X
Suuntatoiminto	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐
Ohjelmapainike	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐
Induktiokela	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐
Voimakkuussäädin: säätöpyörä, normaali	X	X	X	X	X	X	☐	☐
Voimakkuussäädin: säätöpyörä, korotettu	X	X	X	X	X	X	☐	☐
Langattomuus	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐

Lisäominaisuudet	O	V
Vetosiima	☐	☐
Pitkä korvakäytäväosa	☐	☐
Venttikoko	_____ mm _____ mm	

Faceplaten värit	O	V
01 Beige	☐	☐
02 Light Brown	☐	☐
03 Medium Brown	☐	☐
04 Dark Brown	☐	☐

Jos venttikokoa ei ilmoitettu, tilaus tehdään suurimmalla mahdollisella koolla. MIC- ja CIC-kojeiden ventti on aina 1,4 mm.

Lisätietoja:

Audmet Oy

PL 408 (Laivalahdenkatu 2 b A)
00811 Helsinki

info@audmet.fi

www.oticon.fi

Puh. 09 2786 200

Ver. 1.4

Y-tunnus
0668984-9